



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat do modelowania sylwetki MONALIZA KUMA SHAPE II SRV-105 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry ,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji P.R.C., (2014 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 400 VA,
- **SRV-105 Kuma Shape** to syntetyczny system leczenia wykorzystujący częstotliwość radiową, podczerwień oraz próżnię,
- Wbudowany mikrokomputer stale kontroluje przeprowadzany zabieg,
- Interfejs operacyjny obejmuje pełny ekran LCD, przełącznik kluczykowy i pokrętło wyłącznika awaryjnego,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Moc RF: DO 50 W,
 - Częstotliwość RF: 10M Hz,
 - Moc promieniowania podczerwonego: DO 20 W,
 - Spektrum IR: 700 nm – 2000 nm,
 - Ciśnienie negatywne: 0 – 0.07 M Pa,
 - Ekran LCD 8.0",
- **Zastosowanie:**
 - Kształtowanie sylwetki,
 - Usuwanie cellulitu,
 - Naturalny lifting skóry,
 - Wygładzanie,
- **Możliwość wyboru menu w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Głowica do ciała,
 - Głowica do rąk,
- Wymiary: 45 x 39 x 115 cm,
- Waga: 30 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

