



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat do laseroterapii BTL-4825SL PREMIUM (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K., (2015 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 90 W,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Kolorowy ekran dotykowy 7",
 - Protokoły ULUBIONE,
 - Nawigacyjny atlas anatomiczny,
 - Gotowe programy terapeutyczne i encyklopedia terapii,
 - Baza danych pacjentów,
 - **Elektroterapia:**
 - Bardzo szeroki zakres prądów,
 - Programowalne sekwencje,
 - Terapia wysokonapięciowa,
 - Tryb prądu stałego i stałego napięcia,
 - Współpraca z aparatem podciśnieniowym VAC II,
 - **Terapia ultradźwiękowa:**
 - Współpraca z bezobsługową głowicą HandsFree Sono™,
 - Ergonomiczne głowice z wizualną kontrolą kontaktu,
 - Podgrzewana głowica ultradźwiękowa (1 MHz, 3 MHz),
 - Równoczesna terapia z częstotliwościami 1 MHz i 3 MHz (zmienne - auto 1/3 MHz),
 - Częstotliwość modułowa: 10-150 Hz,
 - Współczynnik wypełnienia: 5% - 100%,
 - Maksymalne natężenie w trybie ciągłym: 2 W/cm²,
 - Maksymalne natężenie w trybie impulsowym: 3 W/cm²,
 - **Laseroterapia:**
 - Równoczesne podłączenie 2 sond laserowych,
 - Szeroki wybór sond czerwonych, podczerwonych i łączonych,
 - Terapia ciągła i impulsowa,
 - Automatyczne przeliczanie parametrów terapii,
 - Tryb pracy: ciągły i impulsowy,
 - Dawka: 0.1-100 J/cm²,
 - Częstotliwość: 0-10 000 Hz,
 - Powierzchnia zabiegowa: 0.1-100 cm²,
 - Współczynnik wypełnienia: 35% - 100%,
 - Klasa lasera: 3B,
- **Możliwość wyboru menu w języku: EN, CN, HR, CS, FI, FR, DE, GR, HU, IND, IT, KZ, KR, PL, PT, RS, SR, ES, TR,**
- **W zestawie:**
 - **Głowica o terapii ultradźwiękowej 5cm² BTL-257-5-13:**
 - Częstotliwość impulsowa: 10 - 150 Hz,
 - Współczynnik wypełnienia: 6% - 100% (regulacja co 1%),
 - Max. natężenie w trybie ciągłym: 2 W/cm²,
 - Max. natężenie w trybie impulsowym 3 W/cm²,
 - ERA: 1 cm² i 5 cm² (+/- 10%),
 - **Sonda laserowa punktowa podczerwona BTL:**
 - IR - 400 mW.,
 - 800 nm.,
 - 2 szt. - okulary ochronne do laseroterapii,
 - 6 szt. - elektrody gumowe,
 - Rysik do ekranu,
 - Przewód zasilający,
 - Dedykowany zasilacz,
 - Dedykowany wózek BTL,
 - Instrukcja obsługi w języku polskim,
- Wymiary całkowite: 56 x 56 x 110 cm,
- Waga całkowita: 16.5 KG,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiące na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

