



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Wózek endoskopowy KARL STORZ 29003BH (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **KARL STORZ 29003BH** jest stabilnym oraz wytrzymałym wózkiem endoskopowym z możliwością swobodnego przemieszczania się,
- **Posiada:**
  - Wbudowany transformator,
  - Górny oraz środkowy blat o wymiarach: 43 x 48 cm,
  - Dolny blat o wymiarach: 50 x 48 cm,
  - Wysuwaną szufladę o wymiarach: 39 x 38 cm,
  - Statyw z swobodną regulacją wysokości,
  - 3 wbudowane przewody zasilające dodatkowy osprzęt,
  - Gumowe odbojniki,
- **Wózek mobilny na 4 kółkach (2 hamujące),**
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
  - 3 przewody zasilające dodatkowy osprzęt,
  - 2x kluczyk do wysuwanej szuflady,
  - Wysuwany statyw,
  - Klucz inbusowy,
- Wymiary całkowite: 54 x 66 x 138 cm,
- Maksymalny udźwig:
  - Półki górnej oraz środkowej: 50 KG,
  - Półki dolnej: 225 KG,
- Waga całkowita: 38 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

