



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Wózek endoskopowy OLYMPUS TC-C2 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc transformatora: 1600 VA,
- **Olympus TC-C2** jest kompaktowym wózkiem endoskopowym służącym do przewożenia endoskopów i delikatnych sprzętów medycznych,
- **Posiada:**
  - Górny blat o wymiarach: 45 x 39 cm,
  - Wgłębiony dolny blat o wymiarach: 45 x 37,5 x 6 cm,
  - Wysuwaną półkę na klawiaturę o wymiarach 38 x 37 cm,
  - 2 półki o wymiarach 45.5 x 39 cm,
  - Uchwyt do monitora z płynną manualną regulacją kąta nachylenia w szerokim zakresie,
  - Uchwyt na endoskop z manualną regulacją wysokości w zakresie 14 cm,
  - 3 duże uchwyty do przemieszczania,
  - Instalację elektryczną, 7 gniazd zasilających dla przewożonej aparatury medycznej,
- Odległość między górnym a dolnym blatem: 100 cm,
- Krawędzie wózka nad kołami zabezpieczone ogumieniem,
- Mobilny na kółkach, w tym dwa z hamulcami,
- **W zestawie:**
  - Transformator IMED 3RD EDITION NORATEL,
  - Uchwyt endoskopu,
  - Uchwyt monitora,
  - Przewód zasilający,
- Wymiary: 70 x 60 x 150 cm,
- Waga: 56 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

