



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel kosmetyczny elektryczny LUX 273B (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 200 W,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze białym,**
- Fotel kosmetyczny **LUX BW-273B** który wyróżnia się nowoczesnym designem, funkcjonalnością oraz wyjątkową estetyką. Ten model to idealne rozwiązanie dla profesjonalnych salonów kosmetycznych, gabinetów SPA oraz salonów masażu, zapewniając najwyższy poziom komfortu zarówno dla klientów, jak i kosmetologów,
- Fotel został zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie użytkownika. Dzięki zastosowaniu trzech siłowników elektrycznych, możliwa jest płynna regulacja wysokości oraz kąta nachylenia oparcia, co pozwala na idealne dopasowanie pozycji do potrzeb konkretnego zabiegu. Elektrycznie regulowany kąt nachylenia podnóżka dodatkowo zwiększa funkcjonalność tego modelu,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Elektryczna regulacja za pomocą przewodowego pilota ręcznego,**
 - Regulacja nachylenia oparcia: 0 / 68°,
 - Regulacja nachylenia oparcia nożnego: 0 / 53°,
 - Regulacja wysokości: 74 - 97 cm,
 - **Manualna regulacja wysokości zagłówek w zakresie 14 cm,**
 - Zagłówek z otworem oraz wkładaną poduszką,
 - Obustronne rozkładane podłokietniki,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Przewodowy pilot ręczny,
 - Wieszak na papier o szerokości 55 cm,
- **Tapicerka fotela posiada normalny ślady użytkowania nie przeszkadzające w komforcie użytkowania,**
- **Wymiary:**
 - Zagłówek: 47 x 27 cm,
 - Oparcia pleców: 63 x 56 cm,
 - Siedziska: 63 x 48 cm,
 - Oparcia nóg: 62 x 61 cm,
 - Całkowita długość w pozycji leżącej: 205 cm,
 - Całkowite: 84 x 154 x 156/179 cm,
- Waga: 80 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska):** Raty, Leasing, Pożyczka,

