



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa do fototerapii estetycznej TRIWINGS TWPDT (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji francuskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 600 VA,
- **Fototerapia TriWings®** stanowi najsilniejszy i najskuteczniejszy na świecie system leczenia fotomodulacją LED, łączący wiele kolorów światła w celu wywołania w tkankach interakcji redukujących stres oksydacyjny, zmniejszających ból, reakcje zapalne, wspomagających leczenie chorej bądź uszkodzonej skóry oraz hamujących i zapobiegających skutkom procesów starzenia. Fototerapia przyspiesza procesy gojenia i regeneracji tkanek, skracając znacznie czas rekonwalescencji po zabiegach, m.in. chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej, a także w uszkodzeniach skóry i tkanki podskórnej oraz w przebiegu wielu różnych schorzeń,
- Światło LED przenika przez skórę do głębokości 8 mm, powodując optymalizację procesów biochemicznych na poziomie mitochondriów. Promieniowanie dociera do błony wewnętrznej, gdzie oksydaza cytochromowa jest pobudzana do działania. Następuje aktywacja łańcucha oddechowego komórki, co zwiększa metabolizm komórkowy melanocytów, keratynocytów, fibroblastów oraz zmniejsza ilość wolnych rodników (redukuje stres oksydacyjny) - tak szerokie efekty działania sprawiają, iż fototerapia LED znajduje liczne zastosowanie m.in. w medycynie estetycznej, chirurgii plastycznej i dermatologii,
- W systemie LED wykorzystywane jest widmo promieniowania widzialnego z zakresu od 380 do 780 nm oraz podczerwieni 850 nm,
- **Wskazania do terapii:**
 - Zabiegi przeciw starzeniu się skóry i fotostymulacja PDT,
 - Leczenie teleangiektazji lub rozstępów ciążowych,
 - Stymulacja skóry głowy oraz mieszków włosowych w celu wzmocnienia porostu włosów oraz poprawy ich struktury,
 - Łysienie,
 - Leczenie blizn i terapia bólu,
 - Terapia miejscowa trądziku, łuszczycy, bielactwa nabytego i ostudy,
 - Działanie przeciwbólowe, bóle mięśniowe,
 - Wypryski, alergie,
 - Oparzenia,
 - Rumień,
 - Trądzik młodzieńczy, różowaty,
 - Blizny, rozstępy,
 - Trudno gojące się rany, odleżyny,
 - Stłuczenia, urazy sportowe,
 - Zmiany zwyrodnieniowe,
 - Leczenie wspomagające depresji, stresu i działanie relaksujące,
 - Uzupełnienie innych terapii,
- **Możliwość wyboru menu w języku: FR, ENG, PL, GER, ESP, IT,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary całkowite: 44 x 70 x 144 cm,
- Waga: 40 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

