



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Myjka endoskopowa OLYMPUS MINI ETD 2 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 400 V,
- **Myjka Olympus mini ETD 2** przeznaczona jest do czyszczenia i dezynfekcji pojedynczego endoskopu termolabilnego przy użyciu procesu opartego na glutaraldehydzie (GA),
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Komora na 1 endoskop,
  - Wbudowany cyfrowy wyświetlacz,
  - Praca w systemie zamkniętym - całkowicie szczelna konstrukcja wyklucza szkodliwe opary pochodzące od płynów dezynfekujących,
  - Automatyczne testy szczelności i stały nadzór,
  - Automatyczny proces dezynfekcji endoskopu,
  - Niezależna kontrola temperatury,
  - Volumetryczna kontrola dawkowania substancji chemicznych,
  - Elektroniczna blokada drzwi,
  - Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej,
  - Przyłącza do endoskopów Olympus,
- **Zaopatrzenie w wodę:**
  - Ciepła / zimna woda (jakość wody pitnej),
  - Proces GA: do 30°C sterowany termostatem lub zimnym napełnieniem,
  - Ciśnienie wody: 2 - 10 bar,
  - Przepływ: 4.9 l / min,
  - Zużycie wody - STDRD ENDODIS: 24.5 l,
- Wbudowane złącze RS-232,
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
  - Kosz na endoskop,
  - Przyłącze,
- Wymiary:
  - Ogólne: 60 x 62 x 83,5 cm,
  - Komory: 39 x 50 x 62 cm,
  - Waga: 80 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

