



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Stół operacyjny MAQUET 5100 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- **Nowa tapicerka (memory visco) z atestem medycznym w kolorze czarnym,**
- **Specyfikacja techniczna:**
  - **Manualna regulacja:**
    - Wysokości w zakresie: 77 - 102 cm,
    - Możliwość pionowego podniesienia segmentu pleców w zakresie: 36 cm,
    - Przechyłu segmentu pleców: 90°,
    - Przechyłu górnego segmentu pleców: 0 / -32°,
    - Przechył górnego segmentu siedziska: -70° / 0° / 32°,
    - Swobodna regulacja segmentu nożnego na boki w zakresie: 90°,
    - Przechył segmentu nożnego -90° / 0° / 38°,
    - Pozycja Trendelenburga: 48°,
    - Pozycja Anty-Trendelenburga: 42°,
    - Przechył na boki: 32°,
- **Możliwość doposażenia stołu (za dopłatą) w dodatkowe akcesoria, przykładowe widoczne na ostatnich zdjęciach,**
- **Wymiary:**
  - Zagłówka: 21 x 24 cm,
  - 2 - segmentowego oparcia pleców: 48 x 52 cm,
  - 2 -segmentowego siedziska: 48 x 35 cm,
  - 2 - segmentowego oparcia nożnego:
    - Górny: 22 x 19 cm,
    - Dolny: 22 x 56 cm,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesiący,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

