



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół operacyjny MAQUET 5100 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- **Nowa tapicerka (memory visco) z atestem medycznym w kolorze czarnym,**
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Manualna regulacja:**
 - Wysokości w zakresie: 77 - 102 cm,
 - Możliwość pionowego podniesienia segmentu pleców w zakresie: 36 cm,
 - Przechyłu segmentu pleców: 90°,
 - Przechyłu górnego segmentu pleców: 0 / -32°,
 - Przechył górnego segmentu siedziska: -70° / 0° / 32°,
 - Swobodna regulacja segmentu nożnego na boki w zakresie: 90°,
 - Przechył segmentu nożnego -90° / 0° / 38°,
 - Pozycja Trendelenburga: 48°,
 - Pozycja Anty-Trendelenburga: 42°,
 - Przechył na boki: 32°,
 - **Wymiary:**
 - Zagłówka: 21 x 24 cm,
 - 2 - segmentowego oparcia pleców: 48 x 52 cm,
 - 2 -segmentowego siedziska: 48 x 35 cm,
 - 2 - segmentowego oparcia nożnego:
 - Górny: 22 x 19 cm,
 - Dolny: 22 x 56 cm,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

