



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Wózek inwalidzki INVACARE ACTION3 NG (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji francuskiej,
- Wózek inwalidzki **ACTION3 NG** jest dedykowany dla osób z niepełnosprawnościami ceniących sobie swobodę oraz komfort poruszania,
- Aluminiowa rama krzyżakowa została pomalowana specjalną proszkową farbą, gwarantującą wytrzymałość na oddziaływanie warunków atmosferycznych, a sam wózek nie wymaga wkładu dużej siły do poruszania się nim,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Statyczność jezdna:
    - Podczas zjeżdżania w dół: 0° - 17°,
    - Podczas podjeżdżania pod górę: 0° - 7°,
    - Na boki: 0° - 17°,
  - Kąt płaski siedziska: 8°,
  - Minimalny promień obrotu: 79 cm,
- **Wymiary:**
  - Siedziska: 50.5 x 45 cm,
  - Oparcia pleców: 50.5 x 51 cm,
  - Całkowite: 70 x 105 x 90 cm,
  - Złożonego wózka: 40 x 108 x 92 cm,
- Maksymalny udźwig: 125 KG,
- Waga: 14 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

