



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Video-procesor obrazu i źródło światła OLYMPUS OTV-SI (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Oświetlenie główne i awaryjne: 2 żarówki halogenowe 15 V / 150 W,
- Przystosowane do endoskopów giętkich i sztywnych,
- **Posiada następujące funkcje:**
  - Tryby pracy: manualny i automatyczny,
  - Wzmocnienie konturów ułatwiające obserwację tkanek,
  - Balans bieli,
  - Stopniowa regulacja natężenia światła,
- **Posiada następujące wejścia i wyjścia:**
  - 2 x Y/C,
  - VIDEO OUT,
  - SYSTEM,
  - H. COPY,
  - VTR REMOTE,
  - Gniazdo do podłączenia klawiatury,
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
  - Klawiatura OLYMPUS Model MAJ-1124,
  - Przewód zasilający,
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Wymiary: 43 x 30 x 17 cm,
- Waga: 13 KG,
- Kat 04,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
  - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

