



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat do terapii ultradźwiękowej NEW PONG SONOCARE (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji koreańskiej, (2019 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 100 VA,
- **SonoCare** to urządzenie wykorzystujące nano-ultradźwięki o częstotliwości 1, 3 oraz 10 MHz pozwalające na przeprowadzenie skutecznego, bezpiecznego i całkowicie bezbolesnego zabiegu na głębokości do 50 mm.,
- **Podczas zabiegu uzyskujemy trzy efekty:**
 - Nietermiczny polegający na stymulacji komórek prowadzący do nawilżenia skóry, redukcji zmarszczek i napięcia poprzez redystrybucję ECM (kolagen, elastyna, kwas hialuronowy, czynnik wzrostu),
 - Termiczny prowadzący do zagęszczenia, ujędrnienia i napięcia skóry poprzez stymulację włókien kolagenowych i przebudowę elastyny,
 - Biologiczny prowadzący do dotlenienia skóry poprzez rozszerzenie naczyń krwionośnych i zwiększenie ciśnienia przepływu krwi,
- **Wskazania:**
 - Nawilżenie skóry,
 - Redukcja zmarszczek,
 - Ujędrnienie twarzy i ciała (brzuch, ramiona, dekolt itd.),
 - Lifting twarzy i ciała,
 - Redukcja blizn,
 - Rozświetlenie skóry,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Częstotliwość: 1 / 3 / 10 MHz,
 - Maksymalna efektywna intensywność: 3W / cm²,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Sonda efektu fizycznego (1 MHz i 3 MHz),
 - Sonda efektu cieplnego (3 MHz i 10 MHz),
- Wymiary: 42 x 37 x 37 cm,
- Waga: 6.7 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

