



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Lampa LED BIOPHOTON DIGILED (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - 6 poziomów mocy:
    - 1 poziom - 0.5 W/cm<sup>2</sup>,
    - 2 poziom - 1 W/cm<sup>2</sup>,
    - 3 poziom - 1.5 W/cm<sup>2</sup>,
    - 4 poziom - 2 W/cm<sup>2</sup>,
    - 5 poziom - 2.5 W/cm<sup>2</sup>,
    - 6 poziom - 3 W/cm<sup>2</sup>,
  - **5 trybów głównych:**
    - Nawilżenie,
    - Ujędrnienie pochwy,
    - Ujędrnienie sromu,
    - Rozjaśnienie okolic intymnych,
    - Nietrzymanie moczu,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesiący,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

