



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa LED BIOPHOTON DIGILED (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - 6 poziomów mocy:
 - 1 poziom - 0.5 W/cm²,
 - 2 poziom - 1 W/cm²,
 - 3 poziom - 1.5 W/cm²,
 - 4 poziom - 2 W/cm²,
 - 5 poziom - 2.5 W/cm²,
 - 6 poziom - 3 W/cm²,
 - **5 trybów głównych:**
 - Nawilżenie,
 - Ujędrnienie pochwy,
 - Ujędrnienie sromu,
 - Rozjaśnienie okolic intymnych,
 - Nietrzymanie moczu,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

