



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Laser ablacyjny CO2 METRUM BIOXEL (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji koreańskiej, (2019 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1 kVA,
- **Laser ablacyjny CO2 - BIOXEL**, to zaawansowane narzędzie pracy wykorzystywane w medycynie estetycznej, chirurgii, ginekologii estetycznej, laryngologii oraz stomatologii,
- **BIOXEL** wyposażony jest w nowoczesny i szybki skaner frakcjonujący do ablacyjnych zabiegów odmładzania i poprawy jakości skóry,
- Zabiegi estetyczne odmładzające skórę polegają na wykonywaniu kontrolowanych mikrouszkodzeń w skórze właściwej, wywołujących proces intensywnej odbudowy. Światło lasera frakcyjnego wnika w głąb skóry, powodując błyskawiczne odparowanie wody w tkance (ablacja). Przegrzanie, spowodowane odparowaniem wody, uszkadza komórki, również te kolagenowe, automatycznie uruchamiając intensywne procesy naprawcze. Etap ten rozpoczyna budowę nowego kolagenu, dzięki któremu skóra staje się jędrniejsza, lepiej napięta, bardziej elastyczna, zagęszczona i odświeżona,
- Wysoka moc szczytowa lasera BIOXEL pozwala na wykonywanie precyzyjnych zabiegów chirurgicznych,
- **Zalety:**
 - Wysoka moc szczytowa trybu UltraPulse na poziomie 315 W pozwala na wykonywanie precyzyjnych zabiegów chirurgicznych,
 - Zastosowana w laserze szklana rura generuje moc 40 W zapewniając szerokie spektrum działania,
 - Nowoczesny i szybki skaner frakcjonujący do ablacyjnych zabiegów odmładzania i poprawy jakości skóry,
 - 45 predefiniowanych programów zabiegowych,
- **Zastosowanie w zabiegach frakcyjnych:**
 - Redukcja objawów fotostarzenia, płytkich zmarszczek, płytko zlokalizowanych przebarwień, plam starczych, piegów,
 - Wygładzanie i odmładzanie powierzchni skóry,
 - Redukcja zmarszczek, poprawa napięcia skóry,
 - Poprawa gęstości skóry,
 - Redukcja blizn pourazowych, blizn przerostowych, bliznowców, blizn zanikowych, rozstępów,
- **Zastosowanie w zabiegach chirurgicznych:**
 - Znamiona naskórkowe i naczyniowe, ziarniniaki, naczyniaki, nerwiakowłókniaki, skrobiawica guzkowa rozsiana, brodawki, bliznowce, trądzik ropowiczy i bliznowaty, włókniaki, bliznowce, kępki żółte,
 - Chirurgia ginekologiczna - nadżerki, kłykciny kończyste, konizacja szyjki macicy, polip szyjkowy, endometrioza, mięśniaki macicy,
 - Mikrochirurgia krtani, brodawczaki krtani, stany przedrakowe, leukoplakia, ropień okołomigdałkowy, plastyka podniebienia miękkiego i języczka, obrzęk i polipy strun głosowych, chordektomia, chrząstka nalewkowata,
 - Zabiegi stomatologiczne w obrębie tkanek miękkich,
- **Zastosowanie w ginekologii:**
 - Poprawa funkcjonowania układu moczowo-płciowego,
 - Pysiłkowe nietrzymanie moczu,
 - Rewitalizacja narządów płciowych,
 - Objawy zespołu rozluźnienia pochwy,
 - Rozluźnienie i przebudowa blizn po nacięciu krocza podczas porodu,
 - Suchość w obrębie śluzówki pochwy,
 - Rewitalizacja warg sromowych,
 - Labioplastyka,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Maksymalna moc do tkanki (CW): 40 W,
 - Moc szczytowa ultra puls: 315 W
 - Czas trwania impulsu UP (Ultra Pulse): 90 - 900 μs,
 - Tryby pracy lasera: CW, UCW, NormalPulse, SuperPulse, UltraPulse,
 - **Tryb Frakcjonujący:**
 - Wielkość Obszaru: 2×2-20×20 mm,
 - Kształt: Kwadrat, Sześciokąt, Trójkąt, Okrąg,
 - Wielkość plamki 200 μm,
 - Wbudowane programy zabiegowe
 - Ilość: 45 (w tym 1 do własnego zaprogramowania),
 - Specjalizacje: medycyna estetyczna, chirurgia, stomatologia, laryngologia,
 - Możliwość edycji programów zabiegowych,
 - Ramię przegubowe: Ramię przegubowe wyważane sprężynowo z 7 przegubami,
 - Promień roboczy: 110 cm,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Sterownik nożny,
 - Głowica frakcyjna,
- Waga: 52 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

