



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Statyw do kolpokamery CASIO (CTS-100M) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji japońskiej,
- **Dane techniczne:**
  - Model: CAMERASTAND CST-100M,
  - Wymiary:
    - Podczas korzystania: Zakres ruchu ramienia w górę/w dół: 300 mm, zakres obrotu: 360°,
    - Gdy jest przechowywany: Średnica 513 mm, wysokość 924 mm,
  - Waga: Około 13,5 kg (476,2 uncji),
- Gwarancja 24-miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka

