



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Mini inkubator BENCHMARK MYTEMP H2200-H (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji P.R.C.,
- Zasilanie: 230 V / 12V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **MYTEMP MINI H2200-H** to mini inkubator z funkcją grzania,
- **Podstawowe cechy:**
 - Inkubator z grzaniem,
 - Cyfrowa regulacja temperatury,
 - Wyświetlacz LCD z aktualną temperaturą,
 - Do butelek o poj. do 2000 ml,
- **Specyfikacja:**
 - Zakres temperatury: +5°C powyżej temp. otoczenia do + 60°C,
 - Cyfrowa regulacja temperatury ze skokiem co 1°C,
 - Stabilność temperatury w 37 °C: ± 0,5°C,
 - Jednorodność temperatury w 37°C: ± 1°C,
 - Pojemność: 20 l,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający 230 V (zasilający wewnętrzne gniazdo inkubatora),
 - Zasilacz + przewód zasilający 12 V,
 - Przewód zasilający (samochodowy 12 V),
 - 2 półki o wymiarach: 20,5 x 26 cm,
- Wymiary:
 - Zewnętrzne: 33,5 x 37 x 48 cm,
 - Komory: 26 x 23,5 x 33 cm,
- Waga: 7 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

