



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel laryngologiczny RODENSTOCK (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Nowa tapicerka z atestem medycznym w kolorze jasno - brązowym (możliwość wymiany koloru tapicerki, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- Fotel okulistyczny **RODENSTOCK** usytuowany na solidnej podstawie wraz z możliwością elektrycznej regulacji fotela za pomocą sterownika nożnego,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Elektryczna regulacja wysokości: 48 - 66 cm,
 - Manualna regulacja:
 - Przechyłu fotela w zakresie: 43°,
 - Wysokości zagłówek w zakresie: 13 cm,
 - Ramienia zagłówek w zakresie: 90°,
 - Zagłówek: 180°,
 - Możliwość obrotu fotela w zakresie: 360°,
 - Manualnie wysuwana środkowa wystawka siedzenia za pomocą dźwigni,
 - Chowany stopień pacjenta,
 - 2 obustronne chowane uchwyty pacjenta,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Sterownik nożny,
- **Wymiary:**
 - Zagłówek: 21 x 17 cm,
 - Oparcie pleców: 48 x 50 cm,
 - Siedzisko: 49 x 45 cm,
 - Stopień: 31 x 19 cm,
 - Całkowite: 66 x 77 x 128/146 cm,
- Waga: 85 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

