



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Autorefraktometr HUMPHREY 597 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - **Zakres pomiaru:**
    - VD pacjenta: 0 / 10.5 / 12 / 13.5 / 16.5 mm.,
    - Sfera (SPH): Od -17 D. do +20 D.,
    - Cylinder (CYL): Od -7 D. do +7 D.,
    - Oś: Regulacja od 0° do 180°,
  - Monitor o przekątnej 5",
  - Optotypy dla dzieci i dorosłych,
  - Posiada wbudowaną drukarkę termiczną,
  - Manualna regulacja podbródka,
  - Elektroniczna regulacja czaszy i zmiana badanej strony,
  - Port wyjściowy: 2 x RS 232,
  - Wyjście VIDEO,
  - Gniazdo kart PCMCIA oraz karta z programem,
- **Możliwość wyboru menu w języku: GER, ENG, FR, IT, ESP,**
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
- Wymiary: 32 x 51 x 48 cm,
- Waga: 22.5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

