



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Przenośna zamrażarka BIOFRIDGE BF-35-MIL-UPSD (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A., (2017 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 40 W,
- **BIOFRIDGE** to 35-litrowa przenośna lodówka/zamrażarka to kompaktowy model używany powszechnie jako chłodziarka do szczepionek i do transportu krwi, wyposażona jest w wewnętrzny wentylator, solidne uchwyty, blokowany zatrzask i programowalny cyfrowy termostat,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Pojemność: 35 l.,
  - Zakres temperatury w trybie lodówki: Od 2 °C do 8 °C,
  - Zakres temperatury w trybie zamrażarki: Od 0 °C do -16 °C,
  - Wbudowane obustronne uchwyty do swobodnego transportu,
  - Kłapa zamrażarki zamykana manualnie na zatrzask,
  - Solidna oraz kompaktowa konstrukcja,
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
  - Ładowarka samochodowa,
  - Koszyk wewnętrzny,
- **Urządzenie posiada widoczne ślady użytkowania nie przeszkadzające w swobodnym użytkowaniu,**
- Wymiary:
  - Wewnętrzne: 35.5 x 28 x 38 cm,
  - Zewnętrzne: 80 x 40 x 50 cm,
  - Koszyka wewnętrznego: 31 x 23 x 34 cm,
- Waga: 27 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

