



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Diatermia krótkofalowa ENRAF NONIUS CURAPULS 419 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji holenderskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 400 W,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Częstotliwość fal emitujących: $F = 27.12$ MHz,
 - Foliowany panel sterowania,
 - Tryb pracy (fali): ciągły lub impulsowy,
 - Płynna regulacja mocy: 0 - 10 (pokrętko),
 - Czasowy wyłącznik pracy (elektroniczny) w zakresie 0 - 30 min (skok co 0.5 min),
 - Stopniowa regulacja częstotliwości impulsów Hz: 15 / 20 / 26 / 35 / 46 / 62 / 82 / 110 / 150 / 200 - pokrętko,
 - W komplecie aplikatory (elektrody) dyskowe o 3 różnych średnicach,
 - Aplikatory umieszczone na oddzielnych regulowanych ramionach w wielu płaszczyznach,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku ENG, FR, NED, GER, ES (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Aplikatory (elektrody):
 - 2 szt. o średnicy $\varnothing 12.5$ cm,
 - 2 szt. o średnicy $\varnothing 8$ cm,
 - 2 szt. o średnicy $\varnothing 4$ cm,
- Wymiary ogólne: 80 x 44 x 95/153 cm (wysokość z rozwartymi ramionami),
- Waga: 68 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

