



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Łóżeczko szpitalne dziecięce FAMED ŻYWIEC LD-04 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- **Materac z atestem medycznym w kolorze niebieskim,**
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Manualna regulacja stopniowego przechyłu w zakresie: 0° / 13°,
 - Obustronne opuszczane oraz regulowane barierki boczne,
 - 4 wbudowane odbojniki,
 - Uchwytu przód / tył przeznaczone do swobodnego transportu,
 - Łóżeczko mobilne na 4 kółkach (2 kółka hamujące),
 - Solidny stelaż łożka malowany metodą proszkową w kolorze białym,
- **W zestawie:**
 - Materac,
- Wymiary:
 - Całkowite: 82 x 150 x 138 cm,
 - Materaca: 68 x 124 x 9,5 cm,
- Maksymalny udźwig: 40 KG,
- Waga: 60 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

