



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Łóżeczko szpitalne dziecięce FAMED ŻYWIEC LD-04 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- **Materac z atestem medycznym w kolorze niebieskim,**
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Manualna regulacja stopniowego przechyłu w zakresie: 0° / 13°,
  - Obustronne opuszczane oraz regulowane barierki boczne,
  - 4 wbudowane odbojniki,
  - Uchwytu przód / tył przeznaczone do swobodnego transportu,
  - Łóżeczko mobilne na 4 kółkach (2 kółka hamujące),
  - Solidny stelaż łożka malowany metodą proszkową w kolorze białym,
- **W zestawie:**
  - Materac,
- Wymiary:
  - Całkowite: 82 x 150 x 138 cm,
  - Materaca: 68 x 124 x 9,5 cm,
- Maksymalny udźwig: 40 KG,
- Waga: 60 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

