



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel operatora MAQUET (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- **Nowa tapicerka z atestem medycznym w wybranym kolorze,**
- Wielofunkcyjny fotelik operatora **MAQUET** nadaje się do chirurgii, anestezjologii i oddziały opieki ambulatoryjnej,
- Stabilność fotela zapewnia podstawa ze stali nierdzewnej z 5 kółkami bliźniaczymi do twardych podłóg,
- Manualna regulacja wysokości w zakresie 54 - 71 cm za pomocą sprężyny gazowej,
- Manualna regulacja wysokości oparcia w zakresie 20 cm,
- Manualna regulacja wysuwu oparcia pleców w zakresie 7 cm,
- Wbudowany nożny stabilny hamulec centralny,
- Wymiary:
 - Siedzisko: 38 x 32 x 6 cm,
 - Oparcie pleców: 35 x 22 cm,
- Waga: 32 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

