



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Laser SCITON JOULE (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A., (2013 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- JOULE™ to system estetyczny oparty na działaniu światła oraz wiązki laserowej, który łączy wszystko czego potrzebujesz w jednej spersonalizowanej platformie,
- Innowacyjne podejście, skupienie na rezultatach oraz niezawodność, to wartości stanowiące fundamenty technologii Sciton, o które oparto koncepcję JOULE™,
- **Zastosowanie:**
 - Nierównomierny koloryt skóry,
 - Trądzik i blizny potrądzikowe,
 - Drobne linie i zmarszczki,
 - Blizny,
 - Brązowe plamy,
 - Wiotkość skóry,
 - Niechciane owłosienie,
- **Zabiegi laserem Sciton Joule z efektem Halo-BBL:**
 - Mikropeeling laserowy,
 - Głęboki peeling skóry w celu redukcji zmarszczek,
 - Frakcyjny resurfacing skóry laserem,
 - Usuwanie plam słonecznych i starczych,
 - Redukcja blizn potrądzikowych i leczenie trądziku,
 - Ujędrnianie skóry,
 - Laserowe usuwanie owłosienia,
 - Leczenie naczyń krwionośnych,
- **Inteligentne filtry i różne długości fal:**
 - 420 nm – Trądzik,
 - 515 nm – Zmiany pigmentacyjne, takie jak piegi, plamy starcze,
 - 560 nm – Zmiany naczyniowe, takie jak naczyniaki wiśniowe, teleangiektazje i trądzik różowaty,
 - 590 nm – Głębsze zmiany / Ciemniejsze typy skóry,
 - 590 nm, 640 nm i 695 nm – Usuwanie owłosienia,
- **Możliwość wyboru menu w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Rekojęść SCITON 1500-202-20,
 - **Adapter:**
 - SCITON 1500-202-52,
 - SCITON 1500-202-53,
 - SCITON 1500-202-54,
 - **Filtr szklany:**
 - 1x 695,
 - 1x 640,
 - 1x 590,
 - 1x 560,
 - 1x 515,
 - 1x 420,
 - Rękojęść SCITON 1500-010-17,
 - Rękojęść SCITON 1500-500-43,
 - Rękojęść 2 mm 2.94μ / 3 mm 755 nm / 1.06 μ,
 - Rękojęść 4 mm 2.94μ / 6 mm/1.06μ,
 - 5 x dystans,
 - 5 x okulary ochronne,
 - Pojemnik do sterylizacji,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary całkowite: 52 x 77 x 182 cm,
- Waga: 70 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

