



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wózek endoskopowy OLYMPUS WM-NP1 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K. (2013 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1800 VA,
- **Olympus WM-NP1** jest stabilnym i wytrzymałym wózkiem przystosowanym do przenoszenia endoskopów i delikatnych sprzętów medycznych,
- **Posiada:**
 - Górny blat o wymiarach: 47 x 38 cm,
 - Dolny blat o wymiarach: 47,5 x 56 cm,
 - 2 półki o wymiarach 40 x 54 cm z manualną regulacją wysokości (co 1,5 - 2 cm) za pomocą śrub imbusowych,
 - Uchwyty ułatwiające przesuwanie wózka,
 - Uchwyt na endoskopy z manualną regulacją wysokości,
 - Uchwyt monitora z regulacją wysokości w zakresie 20 cm (6 punktów co 3,5 cm),
 - Instalację elektryczną, 12 gniazd zasilających dla przewożonej aparatury medycznej,
- **Cechy produktu:**
 - Włącznik zasilania na froncie wózka,
 - Odpinana tylna ścianka wózka ułatwia zarządzanie przewodami,
 - Możliwość ukrycia przewodów w panelach na bokach wózka,
 - Narożniki półek zabezpieczone ochronnymi nakładkami, a krawędzie nad kołami ogumieniem,
 - Mobilny na czterech kółkach o \varnothing 12 cm, w tym dwa z hamulcami,
 - Połka z mocowaniami na rzepy przeznaczona na 2 butle,
- **Możliwość wyboru menu w języku:,**
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku:,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający wbudowany transformator,
 - Nasadka balansu bieli MH-155,
- Wymiary całkowite: 67 x 66 166/200 cm,
- Waga: 86.5 KG,
- Kat 08,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

