



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wózek transportowy ANETIC AID QA3 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Realne zdjęcia produktu,
- Produkcji U.K.,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Nowe poszycie materaca z atestem medycznym w kolorze czarnym,**
- **ANETIC AID QA3** jest funkcjonalnym wózkiem transportowym mogącym także służyć jako stół operacyjny dzięki licznym funkcjom. Niezwykle zwrotny, kompaktowy, lekki i wytrzymały, zapewniający maksymalny komfort pacjenta,
- **Regulacja w wielu płaszczyznach (hydraulicznie oraz poprzez sprężyny gazowe):**
 - Wysokości leża w zakresie: 67 - 92 cm,
 - Pozycji Trendelenburga w zakresie: 14°,
 - Kąta oparcia za pomocą w zakresie od 0° do 90°,
- **Posiada:**
 - Przezierność X-RAY,
 - Składane poręcze,
 - Podstawa z tworzywa sztucznego,
 - Okrągłe gumowe odbojniki na narożnikach,
 - Mobilny na czterech kółkach o średnicy: 15 cm,
- Centralny hamulec oraz możliwość jazdy kierunkowej za pomocą wysuwanego piątego koła,
- **Wymiary:**
 - Materaca: 62 x 196 x 8 cm,
 - Ogólne: 77 x 209 x 84.5/114 cm,
- Maksymalny udźwig: 160 KG,
- Waga: 125 KG,
- Kat 06,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

