



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Mobilna lampa chirurgiczna COLD LIGHT YD01-5 (LED) (Rekondukcjonowany (używany))

- Rekondukcjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji P.R.C., (2021 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 20 VA,
- **Lampa YD01-5** jest przeznaczona do średnich i małych operacji chirurgicznych. Łatwa w obsłudze z swobodną regulacją wysokości czaszy w zakresie od 106 do 174 cm,
- Swobodna regulacja natężenia za pomocą wbudowanego pokrętki,
- Możliwość regulacji za pomocą pokrętki pochylecia żarówek w czaszy,
- Możliwość swobodnego regulowania obrotu czaszy oraz jej przechyłu,
- Mobilna na 4 kółkach (2 z hamulcem),
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Maksymalne natężenie światła: 80.000 lux.,
 - Temperatura barwowa 5000±500K,
 - Głębokość natężenia światła: 500 mm.,
 - Całkowite natężenie oświetlenia 275 W/m²,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - 2 szt. – autoklawowalnych uchwytów czaszy,
- Wymiary:
 - Średnica czaszy: ø49 cm,
 - Całkowite: 48 x 100 x 195 cm,,
- Waga całkowita: 50 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

