



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Myjka-dezynfektor ARJO TORNADO GETINGE SP1000-452 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji szwedzkiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 3 kW,
- **Getinge SP1000** – służy do opróżniania, mycia i dezynfekcji naczyń szpitalnych, kacek, basenów i nerek szpitalnych,
- **Cechy:**
  - Cały proces jest łatwy w obsłudze. Wystarczy tylko załadować urządzenie, zamknąć je i uruchomić,
  - Uchwyt automatycznie obraca się i opróżnia naczynia sanitarne,
  - Bezpieczna i szybka dezynfekcja termiczna parą doprowadzaną do komory przewodami i dyszami,
  - Blokada w trakcie pracy dla bezpieczeństwa personelu i zapewnienia wysokich standardów higieny,
- **Specyfikacja urządzenia:**
  - **Trzy programy:**
    - Ekonomiczny: 11 litrów / cykl  $\pm$  10%,
    - Normalny: 18 litrów / cykl  $\pm$  10%,
    - Intensywny: 25 litrów / cykl  $\pm$  10%,
  - Bardzo łatwa w obsłudze,
  - Cyfrowy wyświetlacz służy do dostarcza informacji potrzebnych do obsługi urządzenia i kontroli,
  - Temperatura wody myjącej min/max: 45 - 60°C,
  - Ciśnienie wody: 70 - 800 kPa (0,7 - 8 bara),
  - Przepływ wody: 20 L/min,
  - Głośność: 60 dB,
  - Myjka wykonana ze stali nierdzewnej,
  - W jednym cyklu myjka może umyć trzy kaczki lub jeden basen,
  - Odpływ do kanalizacji o średnicy: 10 cm,
  - Podłączenie wody ciepłej i zimnej: ½ cala,
- **W zestawie:**
  - 1x kluczyk do drzwi,
  - Wężę przyłączeniowe,
- **Wymiary:**
  - Komory: 40 x 30 x 50 cm,
  - Całkowite: 58 x 45 x 130 cm,
- Waga całkowita: 90 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

