



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel ginekologiczny SCHMITZ ARCO 114.700 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze brązowym - posiada normalne ślady użytkowania (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- **Fotel ginekologiczny ARCO** przeznaczony jest do badań i zabiegów ginekologicznych,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Elektryczna regulacja nachylenia fotela w zakresie 50° za pomocą sterownika nożnego,
 - Elektryczna regulacja za pomocą sterownika ręcznego z wbudowanymi 3 programami nachylenia fotela,
 - Regulowane oparcia nóg w zakresie: 240°,
 - Wysuwana misa na nieczystości,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Przewodowy sterownik nożny,
 - Przewodowy sterownik ręczny,
 - Wysuwana misa na nieczystości o wymiarach: 29 x 32 cm,
 - 2 szt. oparcie nożnych,
- Wymiary:
 - Średnica zagłówka: $\varnothing 30$ cm,
 - 2 segmentowa część oparcia:
 - Górna: 56 x 30 cm,
 - Dolna: 57 x 55 cm,
 - Wymiary ogólne: 160 x 80 x 140 cm,
- Maksymalny udźwig: 180 KG,
- Waga: 115 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

