



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pompa infuzyjna (strzykawkowa) B.BRAUN PERFUSOR FM (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez wbudowany nowy akumulator,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 18 VA,
- Wybór strzykawk: 10/12, 20, 50/60 ml.,
- Automatyczne rozpoznawanie wielkości strzykawk,
- Dawki: 0.1 - 200 ml/h,
- Dawka preselekcji: 1 - 999.9 ml,
- Ustawienia funkcji bolusa:
 - Rate: 1 ml/h do 1800 ml/h,
 - Volume: 0.1 ml do 50.0 ml,
 - Interval time: 1 min do 99 h 59 min,
- Alarmy:
 - Bateria alarm / bateria pre-alarm,
 - Syringe alarm / syringe pre-alarm,
 - Pressure alarm,
 - Standby alarm,
- Posiada dwa wyświetlacze, ciekłokrystaliczny i LED,
- Gniazdo FM (fluid manager system),
- Wyposażona w uchwyt do przenoszenia,
- **Menu w języku: niemieckim,**
- **Urządzenie posiada widoczne ślady użytkowania w postaci rys na wyświetlaczach nie wpływających na komfort użytkowania,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 33.5 x 19 x 11 cm,
- Waga: 3.5 KG,
- Kat 03,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

