



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel laryngologiczny GLOBAL MAXI 4000 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A., (2015 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze niebieskim (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- **Fotel GLOBAL MAXI 4000** jest fotelem wielofunkcyjnym idealnie sprawdzającym się w gabinetach okulistycznych, laryngologicznych, oraz poprzez wbudowane funkcje może posłużyć jako fotel zabiegowy,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Elektryczne sterowanie fotela poprzez wbudowany obustronny panel boczny:**
 - Przechył oparcia fotela w zakresie (automatyczna synchronizacja oparcia nóg wraz z oparciem pleców): 80° / 0° / -8°,
 - Regulacja wysokości fotela w zakresie: 56 - 98 cm,
 - Możliwość ustawienia fotela w pozycji leżącej,
 - Wbudowany programowalny przycisk z możliwością przypisania wybranej pozycji,
 - Wbudowany przycisk z zaprogramowaną pozycją siedzącą,
 - Elektryczna blokada obrotu fotela wokół własnej osi,
 - **Funkcje manualne:**
 - Obustronne chowane podłokietniki,
 - Możliwość obrotu fotela wokół własnej osi w zakresie 360°,
 - Swobodna regulacja zagłówek pacjenta,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Zagłówek: 23 x 21 cm,
 - Oparcia pleców: 58 x 62 cm,
 - Siedziska: 56 x 44 cm,
 - Oparcia nóg: 44 x 34 cm,
 - Stopnia pacjenta: 34 x 21 cm,
 - Całkowite: 80 x 75 x 110/153 cm,
- Maksymalny udźwig: 180 KG,
- Waga: 150 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka

