



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Fotel laryngologiczny SMR MAXI SELECT 28000-07 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze niebieskim (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- **Fotel SMR MAXI SELECT** jest fotel wielofunkcyjnym idealnie sprawdzającym się w gabinetach okulistycznych, laryngologicznych, oraz poprzez wbudowane funkcje może posłużyć jako fotel zabiegowy,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - **Elektryczne sterowanie fotela poprzez wbudowany obustronny panel boczny:**
    - Przechył oparcia fotela w zakresie (automatyczna synchronizacja oparcia nóg wraz z oparciem pleców): 80° / 0° / -8°,
    - Regulacja wysokości fotela w zakresie: 53 - 96 cm,
    - Możliwość ustawienia fotela w pozycji leżącej,
    - Wbudowany programowalny przycisk z możliwością przypisania wybranej pozycji,
    - Wbudowany przycisk z zaprogramowaną pozycją siedzącą,
    - Elektryczna blokada obrotu fotela wokół własnej osi,
  - **Funkcje manualne:**
    - Obustronne chowane podłokietniki,
    - Możliwość obrotu fotela wokół własnej osi w zakresie 270°,
    - Swobodna regulacja zagłówek pacjenta,
- **Możliwość doposażeniem lampy zabiegowej na plecach fotela (doposażenie lampy za dodatkową opłatą),**
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
- Wymiary:
  - Zagłówek: 25 x 23 cm,
  - Oparcia pleców: 48 x 60 cm,
  - Siedziska: 50 x 45 cm,
  - Oparcia nóg: 42 x 32 cm,
  - Stopnia pacjenta: 28 x 21 cm,
  - Całkowite: 80 x 75 x 110/153 cm,
- Waga: 120 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
  - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

## **OPIS I ZDJĘCIA POGŁĄDOWE FOTELA**

