



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kolposkop MEDICOM VC-102 (tor wizyjny) (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Oświetlenie LED,
- Ergonomiczna konstrukcja głowicy **MEDICOM VC-102** wraz z ramieniem prostowodowym oraz mobilną podstawą gwarantującą łatwą i wygodną obsługę,
- Integryjny układ redukcji odbłasków całkowicie eliminuje refleksy powstające na wilgotnych powierzchniach,
- Zintegrowany monitor **LCD NEOVO** wyświetla badanie "na żywo",
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Głowica MEDICOM VC-102:**
 - Swobodna regulacja powiększenia: Od 4x do 50x,
 - Zakres odległości roboczej: 10 - 30 cm,
 - Zakres pola widzenia: 6 - 75 mm.,
 - Dwustrefowy oświetlacz pierścieniowy złożony z ultra jasnych diod typu LED,
 - Funkcja zatrzymania obrazu,
 - Funkcja autofocus lub regulacja manualna,
 - Funkcja RED FREE - elektroniczny filtr bezczerwienny lub negatywowy,
 - Funkcja SCALE - znacznik powiększenia lub wielkości obiektu,
 - Redukcja odbłasków,
 - Możliwość podłączenia USG,
 - Filtr negatywowy zielony,
 - Zakres roboczy ramienia: 60 cm,
 - **Monitor NEOVO X-19AV:**
 - Przekątna ekranu: 19" cali,
 - Technologia LCD,
 - Rozdzielczość: 1280 x 1024 px,
 - Matryca TN,
 - Jasność: 250 cd/m²,
 - Kontrast dynamiczny: 3000:1,
 - Czas reakcji: 3 ms,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary całkowite: 88 x 70 x 134 cm,
- Waga: 45 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka

