



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kompresor stomatologiczny EKOM DK 50 DM (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji słowackiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Dane techniczne:**
 - Pojemność: 5 l.,
 - Ciśnienie wyjściowe: 3.5 bara,
 - Tryb działania: ciągły S1,
 - Bezolejowy,
 - Wbudowane alarmy akustyczne i optyczne awarii chłodzenia,
 - 2 złącza wyjściowe,
 - Głośność:
 - ≤ 50 dB [A],
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Wąż doprowadzeniowy,
- Wymiary: 40 x 51 x 72 cm,
- Waga: 55 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka

