



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat EKG ASPEL ASCARD A4 MODEL D (Rekondukcjonowany (używany))

- Rekondukcjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 nowy wbudowany akumulator 12 V / 1.3 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 20 VA,
- **Specyfikacja:**
 - Sygnał EKG: 12 odprowadzeń standardowych,
 - Wydruk: 3, 6, 12 (po automatycznej analizie) - kanałowy w czasie rzeczywistym (szerokość papieru: 112 mm),
 - Papier: termo czuły, bezpyłowy o szerokości 112 mm,
 - Prędkość zapisu: 5 / 10 / 25 / 50 mm/s,
 - Czułość badań: 2,5 / 5 / 10 / 20 mm/mV,
 - Filtry cyfrowe: 50 Hz i 35 Hz; filtr antydryftowy,
 - Wbudowany ekran LCD: 240 x 128 znaków,
 - Foliowany, dotykowy i czytelny panel sterowania,
 - Klawiatura funkcyjna i alfanumeryczna,
 - Sygnalizacja złego podłączenia poszczególnych elektrod,
 - Wyjście: RS-232,
- **Możliwość wyboru menu w języku: PL, ENG, GER, FR, IT, ESP, HR, TR, CS, RUM, SK,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Przewód EKG 10-odprowadzeniowy,
 - Elektrody kończynowe klipsowe EKK - 4 szt.,
 - Elektrody przyssawkowe EPP - 6 szt.,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 31 x 23 x 7 cm,
- Waga: 3 KG,
- Kat 03,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



