



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Aparat EKG ASPEL ASCARD MR.GREEN 2 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 nowy wbudowany akumulator 6 V / 1.3 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Elektrokardiograf **AsCARD Mr Green2** to przenośny 3-kanałowy aparat do wykonywania EKG z wyświetlaczem LCD i klawiaturą alfanumeryczną. Możliwy jest wydruk w trybie 1 lub 3 kanałów,
- Aparat może pracować w trybie automatycznym (Auto) lub ręcznym (Manual). Urządzenie dokonuje cyfrowej filtracji zakłóceń sieciowych i zakłóceń mięśniowych, sygnał EKG ma 12 odprowadzeń standardowych,
- **Cechy:**
  - Wydruk w trybie 1 lub 3 kanałów,
  - Praca w trybie auto lub manual,
  - Klawiatura alfanumeryczna,
- **Specyfikacja:**
  - Wyświetlacz LCD,
  - Szerokość papieru: 58 mm.,
  - Sygnał EKG: 12 odprowadzeń standardowych,
  - Czułość: 2.5 / 5 / 10 / 20 mm/mV
  - Prędkość zapisu: 5 / 25 / 50 mm/s.,
- **Menu w języku: polskim,**
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
  - Przewód EKG 10-odprowadzeniowy,
- Wymiary: 25.5 x 19.5 x 6.6 cm,
- Waga: 2 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

