



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Defibrylator MEDTRONIC LIFEPAK 20E (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A., (2020 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 wbudowany akumulator 10.8 V / 6.6 Ah - **(brak akumulatora w zestawie - możliwość doposażenia na nowy za dodatkową opłatą),**
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 120 VA,
- **Lifepak 20E** jest dwufazowym, przenośnym defibrylatorem, stanowiącym kompletny system reagowania w ostrych stanach kardiologicznych,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Tryb AED,**
 - **Synchronizacja,**
 - **Monitorowanie parametrów EKG,**
 - Czytelny wyświetlacz o przekątnej 6.2",
 - Wbudowaną drukarkę (szerokość papieru: 50 mm.),
- **Możliwość wyboru menu w języku: ENG, PL, GER, FR, ESP, SWE, IT, DUT, FIN, DAN, NOR, PT, BZ, CS, HUN,**
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Łyżki twarde,
 - Przewód EKG 3-odprowadzeniowy,
- Wymiary: 26 x 24 x 21 cm,
- Waga: 6.5 KG,
- Kat D142.
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesiący,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

