



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Macerator do naczyń z pulpy PULPMATIC UNO (Powystawowy (demo))

- Nowy (powystawowy),
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1 KW,
- Macerator do naczyń **PULPMATIC UNO** idealnie wpisuje się w małe wnętrza takie jak brudowniki i izolatki. Urządzenie jest otwierane i zamykane bez użycia rak, dzięki czemu załadowanie wsadu jest bezpieczne i higieniczne dla personelu obsługującego urządzenie oraz pacjentów,
- Powłoka **MicrobeSafe+** zapobiega zakażeniom krzyżowym, ponieważ jest powłoką przeciwdrobnoustrojową, a szybkie i ostre noże w precyzyjny i błyskawiczny sposób, rozdrabniają pulpę na drobinki, które swobodnie spływają do systemu kanalizacyjnego,
- **Korzyści:**
 - Oszczędny - najbardziej ekonomiczny macerator w swojej klasie. Mały pobór mocy oraz wody to mocne strony tego urządzenia,
 - Bezpieczny i higieniczny - ogranicza zakażenia krzyżowe, dzięki wmontowanym czujnikom ręcznym i nożnym, które automatycznie otwierają i zamykają pokrywę maceratora.
 - Wydajny - praca z urządzeniem zwiększa efektywność i produktywność pracowników, wykluczając potrzebę czyszczenia basenów i kacek,
 - Uniwersalne urządzenie doskonale wpisuje się w małą przestrzeń, np. w izolatce, ale też jako dopełnienie dużych oddziałów,
- **Cechy:**
 - Komunikaty audio,
 - Automatyczne splukiwanie,
 - Swobodny odpływ nieczystości,
 - Bezdotykowa obsługa,
 - Różnorodne opcje startu,
 - Automatyczne płukanie odpływu,
- **Specyfikacja:**
 - Od 1 do 2 naczyń na cykl,
 - 65 sekundowy cykl,
 - Głośność: 59 dB,
 - Pojemność: 15 l.,
 - Zredukowane zużycia wody,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim,
 - Przewód zasilający,
 - Płyn dezynfekujący,
- Wymiary: 40 x 51 x 97.5 cm,
- Waga: 64 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesiący,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

