



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor pacjenta/kardiomonitor UP-7000 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji P.R.C., (2015 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 nowy wbudowany akumulatory 12 V / 2.4 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 100 VA,
- **Kardiomonitor UP-7000** to zaawansowane urządzenie służące do monitorowania i nadzoru podstawowych funkcji życiowych pacjentów, dostosowane zarówno do dorosłych, dzieci, jak i niemowląt. Pozwala on na precyzyjne monitorowanie i rejestrację parametrów życiowych,
- Kolorowy wyświetlacz TFT o rozmiarze 12.1 cala zapewnia wyjątkową jakość obrazu dzięki wysokiej rozdzielczości i podświetleniu LED,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - 12.1-calowy kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości,
 - 3-kanalowe wzmocnienie EKG,
 - Analiza arytmii i analiza odcinka ST,
 - Do 800 grup danych parametrów oraz 24-godzinne przechowywanie i przywoływanie krzywych EKG,
 - 480-godzinne trendy graficzne i tabelaryczne dla wszystkich parametrów,
 - Jednoczesne wyświetlanie 7 przebiegów EKG,
 - Ochrona przed zakłóceniami ze strony defibrylatora,
 - Tryby pomiaru dla dorosłych/dzieci,
 - Alarmy wizualne i dźwiękowe,
 - Wbudowany akumulator,
- **Możliwość wyboru menu w języku: angielskim, polskim,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim,
 - EKG / RESP – Przewód 5-odprowadzeniowy,
 - NIBP – Mankiet z przewodem powietrznym,
 - SPO2 – Czujnik klipsowy,
 - TEMP1 | TEMP2 – Brak czujnika w zestawie (**możliwość doposażenia w nowy czujnik za dodatkową opłatą**),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 32 x 15 x 28 cm,
- Waga: 4 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

