



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół ginekologiczny AGA-POWER-MAT MP 3050/5EGYN (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Elektryczna regulacja wysokości z anodyzowaną aluminiową kolumną podnoszącą, sterowaną ręcznym przełącznikiem, który można zastąpić przełącznikiem nożnym,
- Posiada odłączane blaty (grubość 65 mm) wykonane z miękkiej pianki poliuretanowej i tapicerowane przewodzącą elektrycznie czarną skórą syntetyczną,
- Płynnie regulowany zagłówek z mechanizmem blokującym pręta zaciskowego oraz płynnie regulowane części pleców i nóg z mechanizmem sprężyny gazowej.
- Posiada wycięcie w części miednicy,
- Posiada zmienne części nóg,
- **Dane techniczne:**
 - Regulacja zagłówek + 20 ° do -30 °,
 - Regulacja oparcia +45°/-20°,
 - Regulacja pozycji Trendelenburga 20°,
 - Regulacja siedziska +40°/-10°,
 - Regulacja nóg 0°/-90°.
 - Wysokość 800-1100 mm,
 - Długość 1900 mm,
 - Szerokość 500 mm,
 - Rama stołu wykonana jest ze stali nierdzewnej,
 - Maksymalny udźwig 150 kg.
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

