



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Fotel ginekologiczny BORCAD MEDICAL GRACIE GKB-AJ30 b (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2017 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 wbudowane akumulatory 12 V / 13 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 290 VA,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze niebieskimi (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- Fotel ginekologiczny **BORCAD MEDICAL GRACIE** służy do przeprowadzania badań i zabiegów ginekologicznych oraz urologicznych,
- **Możliwość elektromechanicznej regulacji:**
  - **Regulacja za pomocą pilota ręcznego:**
    - Regulacja wysokości w zakresie: 50 cm,
    - Przechył pleców: +47° / 0° / -5° (automatyczna synchronizacja siedziska wraz z oparciem nóg),
    - Regulacja przechyłu oparcia nóg w zakresie: 40°,
    - 4 zaprogramowane pozycje,
  - **Regulacja za pomocą wbudowanego panelu nożnego:**
    - Regulacja wysokości w zakresie: 50 cm,
    - Przechył pleców: +47° / 0° / -5° (automatyczna synchronizacja siedziska wraz z oparciem nóg),
  - **Regulacja za pomocą bezprzewodowego sterownika nożnego zaprogramowanego w 3 pozycje:**
    - Pozycja siedząca,
    - Pozycja anty-trendelenburga,
    - Regulacja przechyłu pleców: +47° / 0° / -5° (automatyczna synchronizacja siedziska wraz z oparciem nóg),
- Manualna regulacja rozstawu oparcia nożnego na boki w zakresie: 25°,
- Przycisk STOP zatrzymujący tryb pracy zaprogramowanego przycisku,
- Przycisk na pilocie ręcznym z możliwością pamięci do 3 operatorów fotela,
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
  - Przewodowy pilot ręczny,
  - Bezprzewodowy sterownik nożny.
  - Poduszka zagłówek,
- Wymiary:
  - Oparcie pleców: 62 x 56 cm,
  - Siedzisko: 62 x 33 cm,
  - Zagłówek: 54 x 26 cm,
  - Długość całkowita w pozycji leżącej: 130 cm,
  - Całkowite: 77 x 170 x 105/155 cm,
  - Wysuwana misa na nieczystości: 23 x 17 x 8 cm,
- Maksymalny udźwig: 180 KG,
- Waga: 130 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

