



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat do krioterapii KRIOPOL R (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej, (2016 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 500 W,
- **KRIOPOL R** (wersja 1) to mobilne i łatwe w użyciu urządzenie umożliwiające przeprowadzenie skutecznego i efektywnego zabiegu kriostymulacji. Czynnikiem roboczym jest w nim ciekły azot. Dzięki niemu na wylocie dyszy uzyskujemy temperaturę -1600 C, już po ok. 30 s od włączenia urządzenia, co zapewnia skuteczną i szybką stymulację bodźcową,
- Intensywność nadmuchu jest regulowana w zależności od wielkości schładzanej powierzchni, skokowo (4-stopniowo). Temperatura par azotu wynosi -130oC (10 cm od wylotu dyszy),
- Zastosowanie zabiegów krioterapeutycznych ma swoje uzasadnienie ze względu na korzystne działanie zimna na ludzki organizm. Krioterapia hamuje procesy zapalne, dzięki zwolnieniu reakcji enzymatycznych,
- Korzystne oddziaływanie niskich temperatur przejawia się także zmniejszeniem napięcia mięśniowego, zmniejszeniem szybkości przewodnictwa we włóknach nerwowych, hamowaniem nocycceptorów w skórze, blokowaniem włókna C i zmniejszeniem uwalniania mediatorów bólu,
- Kriostymulacja, powodując szereg pozytywnych reakcji w organizmie w znaczny sposób zwiększa skuteczność kinezyterapii przeprowadzanej bezpośrednio po krioterapii,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Pojemność: 30 l.,
 - Czynniki chłodnicze: Ciekły azot (LN2),
 - Temperatura strumienia gazu: -160°C (przy wylocie dyszy) ,
 - Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu: 4,
 - Zużycie ciekłego azotu: 0.08 do 0.15 kg/min (praca ciągła) w zależności od ustawionej intensywności nadmuchu,
 - Liczba zabiegów z jednego napełnienia zbiornika YDS 30: Od 40 do 60 (dla średniego czasu zabiegu = 3 min),
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 47 x 54 x 100 cm,
- Waga: 34.5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

