



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Waga lekarska RAD-WAG WPT 150 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Elektroniczna waga lekarska o budowie kolumnowej z wysuwaniem i obracaniem w osi pionowej wzrostomierzem przeznaczona do ważenia i mierzenia osób dorosłych, młodzieży i dzieci w pozycji stojącej, a także do określania wskaźnika BMI masy ciała do wzrostu,
- Waga oferuje pomiar ciężaru w przedziale od 2 KG do 150 kg oraz pomiar wzrostu w zakresie od 100 do 200 cm,
- **Specyfikacja:**
 - Minimalna waga: 2 KG,
 - Maksymalna waga: 150 KG,
 - Pomiar wzrostu w przedziale: Od 100 do 200 cm,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 32 x 60 x 113/213cm,
- Maksymalny udźwig: 150 KG,
- Waga: 20 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

