



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Aparat EKG Elektrokardiograf WELCH ALLYN CP 200 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 4 nowe wbudowane akumulatory 6.4 V / 6 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Welch Allyn CP 200** to 12-odprowadzeniowy spoczynkowy system EKG, w którym można również przeprowadzać badania spirometryczne. CP 200 jest wyposażony w klawiaturę alfanumeryczną i wyświetlacz LCD. Wyświetlacz może pokazać szybki kolorowy podgląd odczytu EKG wraz z możliwością edycji ustawień. System Welch Allyn zapewnia całostronicowe (8,25 x 11) wydruki EKG i może przechowywać w pamięci wewnętrznej do 50 pomiarów EKG i 50 pomiarów spirometrycznych. System EKG oferuje możliwość przesyłania danych pacjenta za pośrednictwem karty SD, systemu UBS lub systemu EMR w Twojej placówce,
  - Drukarka termiczna o wysokiej rozdzielczości generuje pełnowymiarowe standardowe i niestandardowe raporty,
  - Pełna klawiatura alfanumeryczna i wyświetlacz LCD do szybkiego i łatwego wprowadzania informacji o pacjencie,
  - Zaawansowane filtry zapewniające optymalną jakość zapisu EKG zapewniają dokładne odczyty,
  - Konfigurowalne formaty raportów umożliwiają drukowanie informacji w żądany sposób,
  - Zasilanie bateryjne umożliwia łatwy transport urządzenia do pacjenta,
  - Funkcja natychmiastowego włączenia umożliwia szybkie włączenie urządzenia i natychmiastowe wykonanie badania EKG,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - EKG spoczynkowe 12-odprowadzeniowe,
  - Ekran LCD dla łatwego podglądu,
  - Wykonuje badania spirometryczne,
  - Przechowuje do 50 odczytów EKG i 50 odczytów spirometrycznych,
  - Wydruki całostronicowe (8,25 x 11),
  - Konfigurowalne formaty raportów,
- **Wózek Welch Allyn:**
  - Mobilny na 4 kółkach (2 hamujące),
  - 2 koszyki boczne na akcesoria,
  - Stojak na okablowanie,
- **Możliwość wyboru menu w języku: EN, DE, FR, ES, IT, PT, SE, NR, NL, FI, PL, RU, GR, HR, ML,**
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku angielskim,**
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
  - Mobilny wózek transportowy,
  - Przewód EKG 10-odprowadzeniowy,
- Wymiary:
  - Welch Allyn CP 200: 41 x 40 x 16 cm,
  - Ogólne: 55 x 60 x 102 cm,
- Waga: 23 kg,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

