



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat psychologiczny do mierzenia czasu reakcji kierowców ALFA ELECTRONICS (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Zastosowanie:**
 - Kierowców,
 - Kandydatów na kierowców,
 - Egzaminatorów,
 - Kandydatów na instruktorów i egzaminatorów,
 - Operatorów (wózków, dźwigów, suwnic, koparek, itd.),
 - Sportowców,
 - W innych dziedzinach naukowych (np. ergonomii),
- **Prezentacja wyników:**
 - Średnia czasów reakcji,
 - Czas minimalny,
 - Czas maksymalny,
 - Rozstęp,
 - Ilość błędnych reakcji,
 - Ilość braków reakcji,
 - Ilość reakcji na niewłaściwy bodziec,
 - Ilość reakcji niewłaściwym przyciskiem,
 - Ilość reakcji między bodźcami,
- **Zalety:**
 - Bardzo prosta obsługa,
 - Zapisane na stałe w aparacie standaryzowane programy badania,
 - Estetyczna łatwa do utrzymania w czystości obudowa,
 - Małe rozmiary i waga umożliwiające przenoszenie i badania wyjazdowe,
 - Współpraca z komputerem i programem ODOIA,
- **Menu w języku: polskim,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 60 x 45 x 96 cm,
- Waga:
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska):** Raty, Leasing, Pożyczka,

