



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Video-gastroskop PENTAX EG-2990i (Rekondukcjonowany (używany))

- Rekondukcjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej, (2017 r.),
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Kąt widzenia: 140°,
 - Głębina pola: 5-100 mm,
 - Średnica części roboczej: 9.8 mm,
 - Średnica kanału operacyjnego: 2.8 mm,
 - **Maksymalny kąt zgięcia końcówki:**
 - Góra: 210°,
 - Dół: 120°,
 - Prawo: 120°,
 - Lewo: 120°,
 - Długość robocza części wziernikowej: 1050 mm,
 - Długość całkowita: 1373 mm,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim,
 - Dedykowana walizka PENTAX do transportu gastroskopu,
 - 2 szt. kluczyków do walizki,
- Wymiary walizki: 16 x 59 x 43 cm,
- Waga zestawu: 4 KG,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



