



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Diatermia chirurgiczna ERBE VIO 300D (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 300 W,
- **Wersja oprogramowania:** 1.7.10,
- **Erbe Vio 300 D** jest diatermią chirurgiczną znajdującą zastosowanie w gastroenterologii, endoskopii i pulmonologii,
- **Funkcje i zalety systemu:**
 - Modułowa budowa systemu,
 - Kolorowy wyświetlacz,
 - Regulację napięcia, do oszczędnego, powtarzalnego cięcia i koagulacji,
 - Regulację łuku elektrycznego - iskry, do cięcia i koagulacji z dużą ilością energii oraz cięcia w płynach,
 - Regulację mocy wyjściowej, aby zapewnić jej stały poziom podczas koagulacji i dewitalizacji,
 - **NESSY** – system bezpieczeństwa elektrody neutralnej,
 - System **plug & play** – automatyczne rozpoznawanie instrumentów,
 - Funkcja **Re-Mode** – zdalne sterowanie przy pomocy uchwytu lub załącznika nożnego bezpośrednio ze sterylnego pola operacyjnego,
 - Funkcja **PreView** – funkcja podglądu na wyświetlaczu przybliżonego efektu oddziaływania na tkankę, przy zastosowaniu aktualnych ustawień,
 - Funkcja **FocusView** redukuje wyświetlane informacje do najistotniejszych, pokazując wyłącznie parametry pracy aktualnie wykorzystywanego instrumentu,
- **Gniazdo monopolarne:**
 - **Tryb koagulacji:**
 - SOFT COAG,
 - SWIFT COAG
 - FORCED COAG,
 - SPRAY COAG,
 - TWIN COAG,
 - PRECISE COAG,
 - **Tryby cięcia:**
 - AUTO CUT,
 - HIGH CUT,
 - DRY CUT,
 - PRECISE CUT,
- **Gniazdo bipolarne:**
 - **Tryb koagulacji:**
 - BIPOLAR SOFT,
 - BIPOLAR SOFT (AUTO STOP),
 - BIPOLAR FORCED,
 - BIPRECISE COAG,
 - **Tryb cięcia:**
 - BIPOLAR CUT,
 - BIPRECISE CUT,
- **Gniazdo MF:**
 - **Tryb koagulacji:**
 - SOFT COAGO,
 - SWIFT COAG,
 - FORCED COAG,
 - SPRAY COAG,
 - TWIN COAG,
 - PRECISE COAG,
 - BIPOLAR SOFT,
 - BIPOLAR SOFT (AUTO STOP),
 - BIPOLAR FORCED,
 - BICLAMP (AUTO STOP),
 - BIPRECISE COAG,
 - BIPOLAR SOFT +,
 - **Tryb cięcia:**
 - AUTO CUT,
 - HIGH CUT,
 - DRY CUT,
 - PRECISE CQT,
 - BIPOLAR CUT,
- **Specyfikacja:**
 - Maksymalna moc cięcia: 300 W przy 500 Ω,
 - Maksymalna moc koagulacji: 200 W przy 500 Ω,
 - Maksymalna moc bipolarna 370 W przy 500 Ω,
- **Możliwość wyboru menu w języku: ENG, GER, RUS, PL, CS,**
- **W zestawie:**
 - Fabrycznie nowy przewód elektrody monopolarnej JackKNIFE BOWA - 2 przyciski, trzonek 4 mm, , kabel 4.5 m), (**brak elektrod w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
 - Fabrycznie nowy przewód elektrody bipolarnej BOWA 4 m, (**możliwość doposażenia za dopłatą w szczypce bipolarne**),
 - Fabrycznie nowy przewód z klipsem BOWA do jednorazowych elektrod neutralnych (**brak elektrod w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
 - Przewodowy manipulator nożny ERBE,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 41 x 37 x 18 cm,
- Waga: 15 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska):** Raty, Leasing, Pożyczka,

