



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Cyfrowa waga płaska SECA 861 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne poprzez nowe wbudowane baterie 9 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Cyfrowa waga płaska Seca 861 to praktyczna waga, wyposażona w czytelny ekran LCD, który włącza się i wyłącza automatycznie, a jej baterie zapewniają długi czas pracy na baterii, co najmniej 16 000 ważeń,
- Stabilność i wytrzymałość w połączeniu dużą autonomią sprawiają, że elektroniczna cyfrowa waga podłogowa SECA 861 jest idealnym wyborem do codziennego, intensywnego użytkowania w klinikach i jednostkach służby zdrowia o dużym natężeniu ruchu,
- **SECA 861** ma podniesioną gumową powierzchnię, która zapewnia stabilność i jest łatwa do czyszczenia,
- **Specyfikacja:**
  - Podziałka: 50 g <150 kg> 100 g,
  - Typ skali: Skala płaska,
  - Typ wagi: Cyfrowa Funkcja,
  - Automatyczne wyłączenie,
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
- Wymiary:
  - Platformy: 27 x 27 cm,
- Maksymalny udźwig: 200 KG,
- Waga: 8 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

