



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Video-kolonoskop PENTAX EC-3890Fi2 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej, (2017 r.),
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Kierunek widzenia: Na wprost,
 - Głębina ostrości: 4 - 100 mm.,
 - **Maksymalny kąt zgięcia endoskopu:**
 - Góra / dół: 180°,
 - Lewo / prawo: 160°,
 - Kąt widzenia: 140°,
 - Średnica części roboczej: 13.2 mm.,
 - Minimalna średnica kanału roboczego: 3.8 mm.,
 - Całkowita długość robocza: 150 cm,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim,
- Waga zestawu: 4 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesiący,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

